


**Jet dentaire
Oral Irrigator
Monddouche
Irrigador dental**

971037

CONSIGNES D'UTILISATION	02
INSTRUCTIONS FOR USE	12
GEBRUIKSAANWIJZINGEN	22
INSTRUCCIONES DE USO	32







Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit BEYOU.
Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT,
les produits de la marque BEYOU vous assurent une
utilisation simple, une performance fiable et une
qualité irréprochable.
Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation
vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr
www.electrodepot.be

VOTRE AVIS COMPTE !



PARTAGEZ
VOTRE EXPERIENCE
SUR LES PRODUITS

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons
de donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par
nos équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

Donnez votre avis sur <http://www.electrodepot.fr/avis-client>



ELECTRO DEPOT

Table des matières

A

Aperçu de l'appareil

Description de l'appareil

B

Utilisation de l'appareil

Instructions de fonctionnement

C

Nettoyage et entretien

Nettoyage et entretien
Dépannage
Élimination de l'appareil
Retrait de la batterie rechargeable

Les notices sont aussi disponibles sur le site
<http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>
<http://www.electrodepot.be/fr/sav/notices>

Description de l'appareil

A Canule

B Dispositif de retrait de la canule

C Corps de l'appareil

D Bouton Marche/Arrêt

E Bouton Mode

F Témoin de mode

G Témoin de charge

H Chargeur sans fil

I Bouton de retrait de la canule

J Tube d'aspiration

K Anneau étanche


L Réservoir d'eau

M Clapet du réservoir d'eau


N Filtre

Instructions de fonctionnement

1. Assurez-vous que vos mains soient sèches avant toute utilisation, puis branchez l'appareil à une source d'alimentation.




2. Insérez le corps de l'appareil dans le chargeur, le témoin de charge clignote. Il continue de clignoter pendant le chargement. Une fois le jet dentaire chargé complètement, le témoin de charge reste allumé de manière fixe. Cela prend environ 24 heures pour charger le jet dentaire complètement.


**REMARQUE :**

Si le témoin de charge clignote avant ou après son utilisation, cela signifie que le jet dentaire a besoin d'être chargé.

3. Retirez le jet dentaire du chargeur, puis insérez la canule dans le corps de l'appareil. Pour retirer la canule, vous pouvez appuyer sur le bouton de retrait de la canule.



4. Remplissez le réservoir d'eau en suivant l'une des deux marches à suivre :
 - 4.1 Ouvrez le clapet du réservoir d'eau et tenez le réservoir d'eau horizontalement pour le remplir d'eau. Refermez ensuite le clapet du réservoir d'eau.



- 4.2 Retirez le réservoir d'eau et tenez-le verticalement pour le remplir d'eau. Ensuite, remettez le réservoir d'eau en place.



5. Sélectionnez le mode souhaité en appuyant sur le bouton « Mode ». Il existe trois modes possibles : « Normal », « Soft » (doux), « Pulse » (pulsé) (cf. ci-dessous). Vous pouvez appuyer sur le bouton « Mode » pour passer d'un mode à l'autre pendant l'utilisation.

A. **==** Normal : pour le nettoyage normal des dents.

B. **—** Doux : pour les dents sensibles, les utilisateurs qui utilisent un jet dentaire pour la première fois ou qui ont tout simplement besoin d'un nettoyage en douceur.


C. **....** Pulsé : pour masser les gencives, afin de favoriser la circulation sanguine et de renforcer les dents.



REMARQUE :

Si vous utilisez ce jet dentaire pour la première fois, veuillez tout d'abord utiliser le mode doux pendant une semaine. Une fois familiarisé, vous pourrez utiliser le mode que vous souhaitez.


6. Tenez le jet dentaire à la verticale et insérez la canule dans la bouche en visant les gencives ou les dents et ouvrez légèrement la bouche pour laisser l'eau s'écouler.



7. Actionnez le bouton Marche/Arrêt pour activer le jet dentaire. Il convient de tenir compte des indications suivantes pendant l'utilisation.

A. L'eau doit s'écouler verticalement sur les gencives ou les dents.

B. Déplacez lentement le jet dentaire sur vos dents en suivant un ordre de nettoyage. Ne pulvérisez pas l'eau directement le long de la poche parodontale.




8. Après utilisation, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour éteindre l'appareil. L'appareil s'arrêtera automatiquement au bout de 2 minutes d'utilisation. Veuillez appuyer de nouveau sur le bouton Marche/Arrêt si vous avez besoin de poursuivre l'utilisation.

9. Après utilisation, veuillez suivre les indications ci-dessous pour vider l'eau résiduelle :

A. Ouvrez le clapet du réservoir d'eau et videz le réservoir.




B. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt ; le jet dentaire se met en marche pour vider automatiquement l'eau résiduelle.



C. Appuyez de nouveau sur le bouton Marche/Arrêt pour éteindre le jet dentaire, puis refermez le clapet du réservoir.

D. Essuyez le jet dentaire à l'aide d'un chiffon sec.

**REMARQUE :**

Pour éviter toute infection bactérienne, il convient de ne pas laisser d'eau résiduelle à l'intérieur du jet dentaire. En conséquence, en cas de non utilisation prolongée, veuillez bien nettoyer, sécher et ranger le jet dentaire.

Nettoyage et entretien

Veillez nettoyer le jet dentaire à l'eau claire ou avec un détergent neutre mais n'utilisez jamais de détergent corrosif ou abrasif ; cela pourrait endommager le jet dentaire. De même, ne le lavez pas avec de l'eau excédant une température de 50 °C.

Nettoyage du corps de l'appareil

- Veillez nettoyer le corps de l'appareil à l'aide d'un chiffon sec ou humide.
- N'immergez pas le corps de l'appareil dans l'eau pendant le nettoyage.

Nettoyage du réservoir d'eau

- Essuyez le réservoir d'eau à l'aide d'un chiffon sec ou humide ou détachez-le pour le rincer à l'eau.
- Veillez vider totalement le réservoir d'eau en cas de non utilisation prolongée.

Nettoyage de la canule

- Essuyez la canule à l'aide d'un chiffon sec ou humide ou détachez-la pour la rincer à l'eau.
- Ne pliez, ne tirez, ni ne déformez la canule.
- Le dentiste conseille de remplacer la canule tous les 6 mois.

Nettoyage du chargeur

Essuyez la partie métallique de la fiche à l'aide d'un chiffon sec tous les 6 mois afin d'éviter toute accumulation de poussière susceptible de générer des problèmes de contact.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le jet dentaire ne fonctionne pas.	Le jet dentaire est utilisé pour la première fois ou n'a pas été utilisé pendant plus de 3 mois.	Veillez charger le jet dentaire pendant plus de 24 heures.
La pression de l'eau est faible pendant l'utilisation.	Quelque chose obstrue la canule. La canule est déformée.	Remplacez la canule.
Le jet dentaire ne fonctionne qu'un court moment après avoir été chargé totalement.	- Le filtre est obstrué. - La durée de vie de la batterie arrive à échéance. - Le jet dentaire n'a pas chargé correctement.	- Nettoyez le filtre. - Veillez contacter le service après-vente. - Veillez charger le jet dentaire pendant plus de 24 heures avant de l'utiliser.
Le témoin de charge ne s'allume pas pendant la charge.	- La fiche secteur n'est pas correctement branchée. - Dysfonctionnement du circuit.	- Veillez brancher la fiche secteur correctement. - Veillez contacter le service après-vente.


Élimination de l'appareil

- Le jet dentaire est doté d'une batterie rechargeable recyclable. Lorsque la durée de vie du jet dentaire arrive à échéance, retirez la batterie puis recyclez-la ou éliminez-la selon la réglementation locale relative au traitement des déchets.
- Veillez consulter l'autorité locale de traitement des déchets pour toute question.


Retrait de la batterie rechargeable

Ne démontez le jet dentaire que si vous devez vous en débarrasser car cela l'endommagera. Veillez débrancher l'appareil avant de retirer la batterie.


1. Assurez-vous que la batterie est totalement déchargée avant de la retirer. Pour décharger totalement la batterie, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour activer le jet dentaire et laissez-le fonctionner jusqu'à ce qu'il s'arrête automatiquement. Répétez l'opération à plusieurs reprises jusqu'à ce que la batterie s'épuise.
2. Retirez le réservoir d'eau, puis dévissez les deux vis situées au niveau du capot inférieur à l'aide d'un tournevis Phillips.



3. Retirez les deux vis situées au niveau du capot supérieur à l'aide d'un tournevis Phillips, puis détachez le capot supérieur et retirez la partie centrale de l'appareil.
4. Retirez les vis situées au niveau du support de la partie centrale de l'appareil à l'aide d'un tournevis Phillips.



5. Coupez le fil de raccordement de la batterie à l'aide de ciseaux, puis retirez la batterie.



6. Recyclez ou éliminez la batterie de façon appropriée. Veuillez consulter l'autorité locale de traitement des déchets pour le recyclage des autres composants du jet dentaire.

**REMARQUE :**

Ne court-circuitez pas la batterie et ne remettez jamais le jet dentaire sous tension après avoir retiré la batterie.



Thank you!

Thank you for choosing this BEYOU product.
BEYOU products are chosen, tested, and recommended
by ELECTRO DEPOT, so you can be sure you are
getting a top-quality, easy-to-use product that won't
let you down.

We're confident your new device will be a pleasure
to use every day!

Welcome to ELECTRO DEPOT.



ELECTRO DEPOT

Table of Contents

A

Product overview

Product description

B

Product usage

Operating instructions

C

Cleaning and maintenance

Cleaning and maintenance
Troubleshooting
Disposing of the unit
Removing the rechargeable battery

Product description

A Jet tip

B Jet tip removal device

C Unit body

D Power button

E Mode button

F Mode indicator

G Charge indicator

H Wireless charger

I Jet tip removal button

J Suction tube

K Waterproof seal


L Water tank

M Water tank flap


N Filter

Operating instructions

1. Make sure your hands are dry before use, then plug the unit into a power source.




2. Insert the unit's body into the charger and the charging indicator will flash. It will continue to flash during the charging process. When the oral irrigator is fully charged, the charging indicator will become steadily lit.
It takes around 24 hours to fully charge the oral irrigator.


**NOTE:**

Should the charging indicator flash before or after use, this means that the oral irrigator needs to be charged.

3. Remove the oral irrigator from the charger, then insert the jet tip into the body of the unit.
To remove the jet tip, press the jet tip removal button.



4. The water tank can be filled in two different ways:
 - 4.1 Open the water tank valve and hold the water tank horizontally to fill it with water. Once filled, close the water tank valve.



- 4.2 Remove the water tank and hold it vertically to fill it with water. Then, reposition the water tank.




5. Press the "Mode" button to select the desired mode. There are three modes: "Normal", "Soft" and "Pulse" (see below). The "Mode" button can be pressed to switch between modes during use.
- A. **==** Normal: Normal teeth cleaning function.
 - B. **—** Soft: For sensitive teeth, first-time oral irrigator users, or if only a gentle clean is required.
 - C. **....** Pulse: To massage the gums, promote blood circulation and strengthen teeth.

**NOTE:**

When using this oral irrigator for the first time, please use the soft mode for the first week. Once you have become accustomed to the unit, you can use whichever mode you like.


6. Hold the oral irrigator vertically and insert the jet tip into your mouth; aim it at the gums or teeth and open your mouth slightly to let the water flow out.



7. Press the power button to switch on the oral irrigator. The following instructions should be taken into account during use.

A. The water should flow vertically over the gums or teeth.

B. Slowly move the oral irrigator over your teeth in a normal cleaning order. Do not spray water directly along the periodontal pocket.




8. After use, press the power button to switch off the unit. The unit will automatically shut off after 2 minutes of use. Should you need to continue using the unit, press the power button again.

9. After use, please follow the instructions below to drain the residual water:

A. Open the water tank valve and empty the tank.




B. Press the power button; the oral irrigator will start to automatically drain the residual water.



C. Press the power button again to switch off the oral irrigator, then close the tank valve.

D. Wipe down the oral irrigator with a dry cloth.



**NOTE:**

To prevent bacteria proliferating, residual water should not be left inside the oral irrigator. Therefore, in the event of prolonged non-use, please thoroughly clean, dry and put away the oral irrigator.

Cleaning and maintenance

Please clean the oral irrigator with clean water or neutral detergent; never use corrosive or abrasive cleaners as these could damage the oral irrigator. Furthermore, do not wash it with water hotter than 50°C.

Cleaning the unit's body

- Please clean the unit's body with a dry or damp cloth.
- Do not immerse the unit's body in water when cleaning it.

Cleaning the water tank

- Wipe the water tank with a dry or damp cloth or detach it to rinse it with water.
- Fully drain the water tank in the event of prolonged non-use.

Cleaning the jet tip

- Wipe the jet tip with a dry or damp cloth or detach it to rinse it with water.
- Do not bend, pull or deform the jet tip.
- Dentists recommend replacing the jet tip every 6 months.

Cleaning the charger

Wipe the metal part of the plug with a dry cloth every 6 months to prevent the build-up of dust, which could, in turn, lead to contact issues.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The oral irrigator is not working.	The oral irrigator is being used for the first time or has not been used for more than 3 months.	Please charge the oral irrigator for more than 24 hours.
The water pressure is low during use.	Something is blocking the jet tip. The jet tip is deformed.	Replace the jet tip.
The oral irrigator only works for a short time after being fully charged.	- The filter is clogged. - The battery is approaching the end of its life. - The oral irrigator is not charging properly.	- Clean the filter. - Please contact the after-sales service. - Please charge the oral irrigator for more than 24 hours before using it.
The charging indicator does not light up when charging the unit.	- The mains plug has not been connected properly. - Circuit malfunction.	- Please insert the mains plug correctly. - Please contact the after-sales service.


Disposing of the unit

- The oral irrigator is fitted with a recyclable rechargeable battery. When the oral irrigator comes to the end of its service life, remove the battery and recycle or dispose of it according to your local waste disposal regulations.
- Please consult your local council should you have any waste-related questions.


Removing the rechargeable battery

Only disassemble the oral irrigator before disposing of it, as this will otherwise damage the unit. Please unplug the unit before removing the battery.


- Make sure that the battery is dead before removing it. To fully discharge the battery, press the power button to start the oral irrigator and let it run until it stops automatically. Repeat the operation several times until the battery dies.
- Remove the water tank, then unscrew the two screws on the bottom cover with a Phillips screwdriver.



3. Remove the two screws on the top cover with a Phillips screwdriver, then detach the top cover and remove the unit's central section.
4. Remove the screws located on the bracket of the unit's central section, by means of a Phillips screwdriver.



5. Cut the battery connection wire with scissors, then remove the battery.



6. Properly recycle or dispose of the battery. Please consult your local council for information regarding recycling the other oral irrigator components.

**NOTE:**

Do not short-circuit the battery and never turn the oral irrigator back on after removing the battery.



Bedankt!

Proficiat met uw keuze voor een product van BEYOU. De selectie en de testen van de toestellen van BEYOU gebeuren volledig onder controle en supervisie van ELECTRO DEPOT. We staan garant voor de kwaliteit van de toestellen van BEYOU, die uitmunten in hun eenvoudig gebruik, hun betrouwbare werking en hun onberispelijke kwaliteit.

ELECTRO DEPOT beveelt de BEYOU toestellen aan en is ervan overtuigd dat u uiterst tevreden zal zijn bij elk gebruik van het toestel. Welkom bij ELECTRO DEPOT.

Bezoek onze website: www.electrodepot.be



ELECTRO DEPOT

A**Overzicht van het
toestel**

Beschrijving van het toestel

B**Gebruik van het
toestel**

Gebruiksaanwijzingen


C**Reiniging en
onderhoud**

Reiniging en onderhoud
Probleemoplossing
Weggoien van het toestel
Verwijderen van de oplaadbare batterij


Beschrijving van het toestel**A** Opzetstuk**B** Voorziening om het opzetstuk te verwijderen**C** Romp van het toestel**D** Knop start/stop**E** Knop Modus**F** Controlelampje**G** Oplaadlampje**H** Draadloze oplader**I** Knop om het opzetstuk te verwijderen**J** Aanzuigslangetje**K** Afdichtring**L** Waterreservoir**M** Klepje van het waterreservoir**N** Filter

Gebruiksaanwijzingen

1. Zorg ervoor dat uw handen droog zijn vooraleer het toestel te gebruiken, steek vervolgens de stekker in het stopcontact.




2. Plaats het toestel in de oplader, het oplaadlampje knippert. Het lampje blijft tijdens het opladen knipperen. Eens de monddouche volledig is opgeladen, blijft het oplaadlampje branden.
Het duurt ongeveer 24 uur om de monddouche volledig op te laden.


**OPMERKING:**

Indien het oplaadlampje knippert voor of na het gebruik, dan betekent dit dat de monddouche opgeladen dient te worden.

3. Haal de monddouche uit de oplader en plaats vervolgens het opzetstuk op het toestel. Om het opzetstuk te verwijderen drukt u op de knop om het opzetstuk te verwijderen.



4. Vul het waterreservoir door volgende twee stappen te volgen:
 - 4.1 Open het klepje van het waterreservoir en houd het waterreservoir horizontaal om het met water te vullen. Sluit vervolgens het klepje van het waterreservoir opnieuw.



- 4.2 Neem het waterreservoir en houd het verticaal om het met water te vullen. Plaats het waterreservoir vervolgens terug.



5. Selecteer de gewenste modus door op de knop 'Modus' te drukken. Er bestaan drie verschillende modi 'Normal', 'Soft' (zacht), 'Pulse' (pulserend) (zie hieronder). U kunt op de knop 'Modus' drukken om tijdens het gebruik van de ene naar de andere modus te gaan.

A. **==** Normaal: voor een normale reiniging van de tanden.

B. **—** Zacht: voor gevoelige tanden, personen die voor de eerste keer een monddouche gebruiken of die gewoon nood hebben aan een zachte reiniging.


C. **....** Pulserend: om het tandvlees te masseren, om de bloedcirculatie te masseren en de tanden te versterken.



OPMERKING:

Indien u deze monddouche voor de eerste keer gebruikt, zet u het toestel best gedurende een week op de modus 'zacht'. Eens u aan het toestel gewend bent, kunt u de modus gebruiken die u wenst.


6. Houd de monddouche verticaal en breng het opzetstuk in de mond terwijl u op het tandvlees of de tanden richt en open de mond lichtjes om het water weg te laten lopen.



7. Druk op de Knop start/stop om de monddouche te activeren. Houd bij het gebruik rekening met volgende voorschriften.

A. Het water dient verticaal van het tandvlees of de tanden stromen.

- B. Verplaats de monddouche traag over uw tanden en volg een reinigingsvolgorde. Sproei het water niet rechtstreeks langs de paradontale pocket.




8. Druk na gebruik op de toets Start/Stop om het toestel uit te schakelen. Het toestel stopt automatisch na 2 minuten gebruik. Gelieve opnieuw op de knop start/stop te drukken indien u het gebruik wil verderzetten.

9. Volg na gebruik onderstaande instructies om het restwater uit het reservoir te halen.

A. Open het klepje van het waterreservoir en giet het reservoir leeg.




B. Druk op de toets Start/Stop; de monddouche begint te werken om automatisch het resterende water af te voeren.



C. Druk opnieuw op de knop start/stop om de monddouche uit te schakelen en sluit vervolgens het klepje van het reservoir.

D. Wrijf de monddouche schoon met een droge doek.

**OPMERKING:**

Om bacteriële infecties te vermijden, mag u het restwater in de monddouche niet gebruiken. Bijgevolg dient u de monddouche goed te reinigen, drogen en opbergen indien u het toestel lange tijd niet gebruikt.

Reiniging en onderhoud

Gelieve de monddouche te reinigen met helder water of een neutrale detergens, maar gebruik nooit een bijtende of schurende detergens; dat zou de monddouche kunnen beschadigen. Spoel het toestel ook niet water dat warmer is dan 50°C.

Reiniging van de behuizing van het toestel

- Reinig de behuizing van het toestel met een droge of vochtige doek.
- Dompel het toestel niet onder tijdens de reiniging.

Reiniging van het waterreservoir

- Wrijf het waterreservoir schoon met een droge of vochtige doek of haal het van het toestel om het onder de kraan te af te spoelen.
- Giet het waterreservoir volledig leeg wanneer het toestel langdurig niet gebruikt wordt.

Reiniging van het opzetstuk

- Wrijf het opzetstuk schoon met een vochtige of droge doek of haal van het toestel om het onder de kraan te af te spoelen.
- Trek niet aan het opzetstuk of plooi en vervorm het niet.
- De tandarts raadt aan het opzetstuk om de 6 maanden te vervangen.

Reiniging van de oplader

Wrijf om de 6 maanden het metalen deel van de stekker schoon met een droge doek om te vermijden dat er zich stof opstapelt, wat voor problemen met het contact zou kunnen zorgen.

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De monddouche werkt niet.	De monddouche wordt voor de eerste keer gebruikt of werd gedurende meer dan 3 maanden niet gebruikt.	Laad de monddouche gedurende meer dan 24 uur op.
De waterdruk is laag tijdens het gebruik.	Het opzetstuk is verstopt. Het opzetstuk is vervormd.	Vervang het opzetstuk.
De monddouche werkt slechts even ook al werd het toestel volledig opgeladen.	- De filter is verstopt. - De levensduur van de batterij is bijna bereikt. - De monddouche werd niet correct opgeladen.	- Reinig de filter. - Contacteer de klantendienst. - Laad de monddouche gedurende meer dan 24 uur op vooraleer deze te gebruiken.
Het oplaadlampje brandt niet tijdens het opladen.	- De stekker zit niet goed in het stopcontact. - Storing in het elektronische circuit.	- Steek de stekker juist in het stopcontact. - Gelieve de klantendienst te contacteren.


Weggoien van het toestel

- De monddouche bevat een oplaadbare recycleerbare batterij. Wanneer de levensduur van de monddouche bereikt is, verwijder dan de batterij en recycleer of voer af volgens de plaatselijke wetgeving inzake afvalverwerking.
- Bij vragen contacteert u de plaatselijke overheid voor afvalverwerking.


Verwijderen van de oplaadbare batterij

Demonteer de monddouche enkel wanneer u deze weggooit, want het demonteren zal het toestel beschadigen. Trek de stekker van het toestel uit het stopcontact vooraleer de batterij te verwijderen.


1. Zorg ervoor dat de batterij volledig leeg is vooraleer u ze verwijdt. Om de batterij volledig te ontladen, drukt u op knop de Start/stop om de monddouche te activeren en laat u deze werken tot deze automatisch uitschakelt. Herhaal de handeling verschillende keren tot de batterij leeg is.
2. Verwijder het waterreservoir, draai vervolgens de twee schroeven op het onderste kapje los met een Philips-schroevendraaier.



3. Verwijder de twee schroeven op het bovenste kapje met een Philips-schroevendraaier en maak vervolgens het bovenste kapje los en verwijder het middenste deel van het toestel.
4. Verwijder de schroeven ter hoogte van de steun van het middenste deel met een Philips-schroevendraaier.



5. Knip de verbindingkabel van de batterij door met een tang en verwijder vervolgens de batterij.



6. Recycleer of verwijder de batterij op gepaste wijze. Gelieve het plaatselijke afvalverwerkingbeheer te raadplegen voor het recyclen van de andere onderdelen van de monddouche.

**OPMERKING:**

Kortsluit de batterij niet en breng de monddouche nooit terug onder spanning nadat de batterij verwijderd werd.



¡Muchas gracias!

Muchas gracias por haber elegido nuestro producto BEYOU. Seleccionados, testados y recomendados por ELECTRO DEPOT, los productos de la marca BEYOU le aseguran una utilización sencilla, un rendimiento fiable y una calidad incuestionable.

Con este dispositivo puede estar seguro de que siempre quedará satisfecho al utilizarlo. Le damos la bienvenida a ELECTRO DEPOT.

Visite nuestra página web: www.electrodepot.es



ELECTRO DEPOT

A

Descripción del aparato

Descripción del aparato

B

Utilización del aparato

Instrucciones de funcionamiento

C


Limpieza y mantenimiento

Limpieza y mantenimiento
Solución de problemas
Eliminación del aparato
Retirada de la batería recargable


Descripción del aparato**A** Cánula**B** Dispositivo para retirar la cánula**C** Base del aparato**D** Botón de Encendido/Apagado**E** Botón Modo**F** Indicador luminoso de modo**G** Indicador luminoso de carga**H** Cargador inalámbrico**I** Botón para retirar la cánula**J** Tubo de aspiración**K** Anillo estanco**L** Depósito de agua**M** Tapa del depósito de agua**N** Filtro

Instrucciones de funcionamiento

1. Asegúrese de que sus manos estén secas antes de utilizar el aparato y, luego, enchufe el aparato a una fuente de alimentación.




2. Introduzca el aparato en el cargador y el indicador de carga comienza a parpadear. Seguirá parpadeando mientras dura la carga. Una vez que el irrigador dental se ha cargado por completo, el indicador de carga permanece encendido.
Para alcanzar la carga completa del irrigador son necesarias 24 horas.




OBSERVACIONES:

Si el indicador de carga parpadea antes o después de utilizarlo, indica que el irrigador dental necesita ser cargado.

3. Retire el irrigador dental del cargador y, luego, introduzca la cánula en el cuerpo del aparato. Para retirar la cánula, pulse el botón correspondiente para retirarla.



4. Rellene el depósito de agua siguiendo uno de los dos procedimientos siguientes:
4.1 Abra la tapa del depósito de agua y sujete el depósito de agua horizontalmente para rellenar el agua. A continuación, cierre la tapa del depósito de agua.



- 4.2 Retire el depósito de agua y sujételo verticalmente para rellenar el agua. A continuación, vuelva a colocar el depósito de agua en su lugar.



5. Seleccione el modo deseado pulsando el botón «Mode». Existen tres modos distintos: «Normal», «Soft» [suave], «Pulse» [pulsante] (consulte las características a continuación). Puede pulsar el botón «Mode» para pasar de un modo a otro cuando utiliza el aparato.


- A. **Normal**: para una limpieza normal de los dientes.
- B. **Suave**: para los dientes sensibles, los usuarios que utilicen un irrigador por primera vez o que necesitan, sencillamente, una limpieza suave.
- C. **Pulsante**: para masajear las encías, favorecer la circulación sanguínea y reforzar los dientes.



OBSERVACIONES:

Si utiliza el irrigador dental por primera vez, procure utilizar primero el modo suave durante una semana. Una vez familiarizado con el aparato, podrá utilizar el modo que desee.


6. Sujete el irrigador dental en posición vertical e introduzca la cánula en la boca apuntando a las encías o los dientes y abra ligeramente la boca para dejar que el agua salga.



7. Accione el botón Marcha/Parada para activar el irrigador dental. Conviene tener en cuenta las siguientes indicaciones durante la utilización del aparato.

A. El agua debe resbalar verticalmente sobre las encías o los dientes.


B. Desplace lentamente el irrigador dental sobre sus dientes siguiendo un orden de limpieza. No pulverice el agua directamente a lo largo de la bolsa periodontal.




8. Después de utilizar el aparato, pulse el botón de Marcha/Parada para apagar el aparato. El aparato se apagará automáticamente después de 2 minutos de utilización. Pulse de nuevo el botón de Marcha/Parada si quiere seguir utilizándolo.

9. Después de utilizar el aparato, siga las siguientes indicaciones para vaciar el agua residual:

A. Abra la tapa del depósito de agua y vacíelo.




B. Pulse el botón Marcha/Parada; el irrigador dental se pone en funcionamiento para vaciar automáticamente el agua residual.



C. Pulse de nuevo el botón de Marcha/Parada para apagar el irrigador dental y, luego, cierre la tapa del depósito.

D. Limpie el irrigador dental con un paño seco.

**OBSERVACIONES:**

Para evitar cualquier infección bacteriana, conviene no dejar agua residual en el interior del irrigador dental. Por ello, si no utiliza el aparato durante un largo periodo de tiempo, limpie, seque y guarde adecuadamente el irrigador dental.

Limpieza y mantenimiento

Limpie el irrigador dental con agua limpia o un detergente neutro, pero no utilice nunca detergente corrosivo o abrasivo; esto podría dañar el aparato. Además, no lo lave con agua a una temperatura superior a 50 °C.

Limpieza del cuerpo del aparato

- Limpie el cuerpo del aparato con un paño seco o húmedo.
- No sumerja el cuerpo del aparato en agua durante la limpieza.

Limpieza del depósito de agua

- Limpie el depósito de agua con un paño seco o húmedo o extraígalo para aclararlo con agua.
- Vacíe totalmente el depósito de agua si no lo va a utilizar durante un largo periodo de tiempo.

Limpieza de la cánula

- Limpie la cánula con un paño seco o húmedo o extraígala para aclararla con agua.
- No pliegue, no tire ni deforme la cánula.
- El dentista recomienda sustituir la cánula cada 6 meses.

Limpieza del cargador

Enjuague la parte metálica del enchufe con un paño seco cada 6 meses para evitar la acumulación de polvo, ya que podría generar problemas de contacto.

Solución de problemas

Problema	Posible causa	Soluciones
El irrigador dental no funciona.	El irrigador dental se utiliza por primera vez o no se ha utilizado durante más de 3 meses.	Cargue el irrigador dental durante más de 24 horas.
La presión del agua es baja cuando utiliza el aparato.	Hay algo que obstruye la cánula. La cánula está deformada.	Sustituya la cánula.
El irrigador dental solo funciona un corto momento después de haberlo cargado totalmente.	- El filtro está obstruido. - La vida útil de la batería ha finalizado. - El irrigador dental no se ha cargado correctamente.	- Limpie el filtro. - Contacte con el servicio de postventa. - Cargue el irrigador dental durante más de 24 horas antes de utilizarlo.
El indicador de carga no se enciende durante la carga.	- El enchufe no está correctamente conectado. - Fallo del circuito.	- Conecte el enchufe a la red de alimentación correctamente. - Contacte con el servicio de postventa.

Eliminación del aparato


- El irrigador dental dispone de una batería recargable reciclable. Cuando la vida útil del irrigador llega a su fin, retire la batería y, luego, recíclela o elimínela según la reglamentación local relativa al tratamiento de residuos.
- Consulte con la autoridad local de tratamiento de residuos si tiene alguna pregunta.

Retirada de la batería recargable


No desmonte el irrigador dental a menos que sea para deshacerse de este, ya que lo dañaría. Desenchufe el aparato antes de retirar la batería.

- Asegúrese de que la batería esté totalmente descargada antes de retirarla. Para descargar totalmente la batería, pulse el botón Marcha/Parada para activar el irrigador dental y déjelo funcionar hasta que se detenga automáticamente. Repita la operación varias veces hasta que la batería se descargue.


2. Retire el depósito de agua y, luego, afloje los dos tornillos situados en la tapa inferior con un destornillador Phillips.



3. Retire los dos tornillos situados en la tapa superior con un destornillador Phillips y, luego, extraiga la tapa superior y retire la parte central del aparato.
4. Retire los tornillos del soporte de la parte central del aparato con un destornillador Phillips.



5. Corte el cable de conexión de la batería con unas tijeras y, luego, retire la batería.



6. Recicle o elimine la batería de forma adecuada. Consulte a la autoridad local de tratamiento de residuos para el reciclado de los otros componentes del irrigador dental.

**OBSERVACIONES:**

No cortocircuite la batería ni encienda nunca el aparato después de haber retirado la batería.



CONDITION DE GARANTIE

FR

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

WARRANTY CONDITIONS

EN

This product is guaranteed against faults caused by defects in manufacturing or the materials used for a period of two years, starting from the date of purchase.* This warranty does not cover defects or damage caused by failure to install the device correctly, incorrect use of the product, or excessive wear and tear.

*proof of purchase required.

GARANTIEVOORWAARDEN

NL

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.

*op vertoon van kassabon.

CONDICIONES DE GARANTÍA

ES

El certificado de garantía de este producto tiene una duración de 2 años a partir de la fecha de compra* que se limita a los defectos de fabricación y averías del material. Se excluyen de la garantía deficiencias o daños originados por una mala instalación, errores en la manipulación o por un uso inadecuado.

*previa presentación del comprobante de compra.

ELECTRO DEPOT

1 route de Vendeville

59155 FACHES-THUMESNIL - FRANCE

